



30



Medizinische Seide DermaSilk®

Gebrauchs- und Pflegeanleitung



 **DERMA**
Silk®

...fast wie eine zweite Haut

DermaSilk® ist ein klinisch geprüftes therapeutisches Textil auf der Basis von hochwertiger, natürlicher Seide. Durch eine einzigartige medizinische Technologie beruhigt es entzündete, irritierte Haut, schützt sie vor Keimen, stoppt Juckreiz und beschleunigt die Neubildung und damit die Heilung der Haut. Ganz ohne Nebenwirkungen. Erhältlich für alle Altersgruppen und für nahezu jede Stelle des Körpers.

Hoher Tragekomfort...

Das veredelte Seidenmaterial ist wie eine zweite Haut: geschmeidig weich, leicht und dauerhaft elastisch. Es reguliert Wärme und Feuchtigkeit der Haut, ist atmungsaktiv und kann damit den ganzen Tag über und auch nachts getragen werden.

... und einfache Anwendung

Die Anwendung ist denkbar einfach: DermaSilk® anziehen und es beginnt zu wirken. Wichtig ist der direkte Hautkontakt. Die Haut sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Warten Sie also mit dem Anziehen, bis Cremes oder Salben (z.B. Basispflege bei Neurodermitis) vollständig von der Haut aufgenommen sind.

Die DermaSilk®-Textilien halten gleich lang wie jedes andere Seidenmaterial auch. Für eine möglichst lange Lebensdauer beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Waschen



Am besten mit der Hand in lauwarmem Wasser waschen. Verwenden Sie ausschließlich ph-neutrales Shampoo oder Seife. Nicht schrubben! Nach dem Waschen mit reichlich Wasser ausspülen.

***Tipp:** Bei sehr kalkhaltigem Wasser weichen Sie die Textilien nach der Handwäsche eine halbe Stunde lang in eine Lösung aus weißem Essig und Wasser ein (1 EL Essig / 3 Liter Wasser). Danach mit Wasser ausspülen. Das gibt dem Material die Weichheit zurück und stellt den natürlichen, hautfreundlichen ph-Wert der Seidenfaser wieder her.*

30

In der Waschmaschine ausschließlich im Handwasch- oder Schonprogramm bei 30°C waschen. Verwenden Sie einen Wäschesack und für Seide geeignetes Waschmittel. Nicht schleudern!

Tipp: Geben Sie 4-5 Esslöffel weißen Essig in das Weichspülerfach der Waschmaschine.



Keine Weichspüler, Desinfektions-, Bleich- und Fleckenmittel oder andere Zusätze verwenden.

Achtung: Fast jedes herkömmliche Waschmittel enthält ein Bleichmittel.

Tipp: Weichen Sie die Textilien nach jeder 10. Wäsche für 2-3 Stunden in eine Lösung aus zwei Esslöffel Speisesoda (Natriumhydrogencarbonat) pro Liter in 60°C heißem Wasser ein. Danach mit Shampoo waschen und mit Wasser ausspülen. Damit lassen sich auch hartnäckige Flecken, Cremeresste, Wundsekret etc. entfernen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden!

Trocknen



In ein Handtuch wickeln, wieder ausrollen und flach auf dem Handtuch ausbreiten. Nicht auswringen und nicht in den Trockner geben!

Bügeln



DermaSilk® muss nicht gebügelt werden. Sollten sich die Seidenfasern durch das Waschen etwas zusammenziehen, kann das Material angefeuchtet und lauwarm wieder ausgebügelt werden.

Hinweis: Die antimikrobielle Veredelung ist dauerhaft an die Seidenfaser gebunden und wird auch bei starkem Gebrauch und oftmaligem Waschen weder an die Haut, Luft oder ans Wasser abgegeben. Die Wirkung bleibt erhalten und auch Flecken, Fadenbildung oder kleine Löcher beeinträchtigen die Funktion nicht.

Mehr Information über das umfangreiche Produkt-Sortiment
und Bestellmöglichkeit gibt's im Internet: www.dermasilk.at

Telefonische Beratung:

Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH

Donaufelderstraße 199 | 1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 255 89 60-0



Stand: August 2012