



## FFP2 Virus-Deactivating Respirator With Nanofiber Filter Inside



protection against  
viruses and bacteria



unique nanofiber  
filter inside



fully certified  
FFP2 respirator



1 pc = 7 days  
of protection



revolutionary accelerated  
copper technology



incredibly light  
& breathable



CZ

### Informace o produktu

**VK RespiRaptor®** je respirátor třídy **FFP2 NR** chránící uživatele před vlivem okolního prostředí. Je plně certifikován dle norem **EN 149:2001+A1:2009** a jeho filtrační účinnost splňuje také požadavky kladené na respirátory certifikované jako N95, KN95 a GB2626-2006. Respirátor je samosterilizující a zabraňuje tak křížové kontaminaci. Respirátor funguje na bázi dvojité bariéry – nanovláknenná membrána okamžitě zachytí viry, bakterie, pevné částice a aerosoly (smog, pyl, alergený). Akceleroaná měď CAS 7440-50-8 následně zajišťuje deaktivaci zachycených virů a bakterií. 100g výrobku obsahuje 0,6g mědi (jeden respirátor velikosti L/M obsahuje 0,023 g mědi). Z pohledu certifikace FFP2 je respirátor certifikován jako NR – pouze na jedno použití, v rámci jedné pracovní směny. Respirátor na ochranu před virem a bakteriemi můžete používat až po dobu 7 dnů, protože akceleroaná měď v něm obsažená neustále a opakovaně deaktivuje viry i bakterie.

**Typ složení:** ošetřený předmět.

**Použití biocidního přípravku:** respirátor PT2.

**Kategorie uživatelů:** široká veřejnost.

**CE certifikační autorita:** Géptest Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233.

**Skladování:** uchovávejte nerozbalené v původním obalu na suchém a tmavém místě, minimální teplota skladování -10 °C, maximální teplota skladování +40 °C, maximální vlhkost vzduchu je 80%.

**Skladovatelnost:** 5 let od data výroby (při skladování v neporušeném obalu).

EN

### Product Information

**VK RespiRaptor®** is a respirator classified as **FFP2 NR** which protects the user from the influence of his or her environment. It is fully certified in accordance with **EN 149:2001+A1:2009 standards** and its filtration efficiency also complies with requirements for respirators certified as N95, KN95 and GB2626-2006. The respirator is self-sterilizing and therefore prevents cross-contamination. The respirator works on a double barrier principle – its nanofiber membrane immediately captures viruses, bacteria, solid particles and aerosols (smog, pollen, allergens). The accelerated copper CAS 7440-50-8 subsequently ensures deactivation of captured viruses and bacteria. 100 g of product contains 0.6 g of copper (one size L/M respirator contains 0.023 g of copper). With regard to the FFP2 certification, the respirator is certified as NR – for a single use and for only one working shift. You can use the respirator for up to 7 days to stay protected against viruses and bacteria, and that is because the accelerated copper inside it deactivates viruses and bacteria incessantly and repeatedly.

**Composition:** treated object. **Use of biocidal agent:** PT2 respirator.

**Category of users:** general public. **CE Notified body:** Géptest Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233.

**Storage:** store unpacked in the original packaging in a dry and dark place at the minimum storage temperature of -10 °C, the maximum storage temperature +40 °C, and the maximum air humidity of 80%.

**Storage conditions:** 5 years from the date of manufacture (when stored in an undamaged packaging).

**Filtr:** Nanovláknenná membrána RESPILON® filtruje viry, bakterie, pevné částice a aerosoly (smog, pyl, alergený).

**Kontrola před použitím:** Před použitím respirátoru vždy zkontrolujte jeho stav, neporušenost a známky podezřelých skvrn nebo jině. V případě mechanického poškození respirátoru jej nepoužívejte.

EU prohlášení o shodě [www.respilon.com](http://www.respilon.com)

Vyrobeno společností RESPILON v EU. Designed by RESPILON in EU

### Upozornění


Nepoužívejte v prostředí s nižší koncentrací kyslíku. Pokud se na dosedací ploše těsnící linie respirátoru nacházejí vlasy nebo vousy, mohou způsobit nižší přilnavost respirátoru. Nejsou známy žádné přímé ani nepřímé nepříznivé vedlejší účinky akcelerované mědi CAS 7440-50-8. Pokud při používání pocítíte jakékoliv potíže, dýchací, kožní atd., přestaňte respirátor používat, hned jak to bude možné.

### Nasazení a usazení respirátoru



1. Před otevřením balení si pečlivě vydezinfikujte ruce, vyjměte respirátor a rozevírejte ho.
2. Přiložte si respirátor ke kořeni nosu.
3. Druhou rukou si navlékněte gumíčky za uši.
4. Vytvarujte nosní klip pro co nejlepší těsnost.
5. Pro ještě lepší přilnavost spojte gumíčky za hlavou přiloženým háčkem.

### RESPILON® VK Membrane



**Filter:** RESPILON® nanofiber membrane captures viruses, bacteria, solid particles and aerosols (smog, pollen, allergens).  
**Before you use the respirator:** Always check the condition of the respirator before you use it. Check it for any defects, signs of suspiciously looking stains or any signs of damage. Do not use the respirator in case of mechanical damage.

EU declaration of conformity [www.respilon.com](http://www.respilon.com)

Manufactured by RESPILON in EU. Designed by RESPILON in EU

### Warning

Do not use in an environment with a lower oxygen concentration. If there is hair or facial hair on the seal line of the respirator the quality of the face-fit may be compromised. No direct or indirect adverse side effects of accelerated copper CAS.7440-50-8 are known. If it is causing you any discomfort, breathing complications, or a rash, etc., stop using the respirator as soon as possible.

### How to put on the respirator properly



1. Sanitize your hands before opening the package, take out the respirator and unfold it.
2. Place the respirator on the root of your nose and hold it with one hand.
3. Use your other hand to pull the ear loops behind your ears.
4. Press the nose clip firmly around the root of your nose.
5. Join both ear loops with the plastic hook over the back of your head.

SK

### Informácie o produkte

**VK RespiRaptor®** je respirátor triedy **FFP2 NR** chrániaci používateľa pred vplyvom okolitého prostredia. Je plne certifikovaný podľa noriem **EN 149:2001+A1:2009** a jeho filtračná účinnosť spĺňa aj požiadavky kladené na respirátory certifikované ako N95, KN95 a GB2626-2006. Respirátor je samosterilizujúci a zabraňuje tak křížovej kontaminácii. Respirátor funguje na báze dvojitej bariéry – nanovláknenná membrána okamžite zachytí baktérie, pevné častice a aerosóly (smog, peľ, alergény). Akceleroaná meď CAS 7440-50-8 následne zaisťuje deaktiváciu zachycených vírusov a baktérií. 100g výrobku obsahuje 0,6g meď (Jeden respirátor veľkosti L/M obsahuje 0,023 g meď). Z pohľadu certifikácie FFP2 je respirátor certifikovaný ako NR – len na jedno použitie v rámci jednej pracovnej zmeny. Respirátor na ochranu pred vírusmi a baktériami môžete používať až po dobu 7 dní, pretože akceleroaná meď v ňom obsiahnutá neustále a opakovane deaktivuje vírusy a baktérie.

**Typ zloženia:** ošetrový predmet.

**Použitie biocidného prípravku:** respirátor PT2.

**Kategória používateľov:** široká verejnosť.

**CE certifikačná autorita:** Géptest Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233.

**Skladovanie:** uchovávať nerozbalené v pôvodnom obale na suchom a tmavom mieste, minimálna teplota skladovania -10 °C, maximálna teplota skladovania +40 °C, maximálna vlhkosť vzduchu je 80%.

**Skladovateľnosť:** 5 rokov od dátumu výroby (pri skladovaní v neporušenom obale).

### Produktinformation

**VK RespiRaptor®** ist eine Atemschutzmaske der Klasse **FFP2 NR**, die den Benutzer vor Umwelteinflüssen schützt. Sie ist vollständig gemäß **Norm EN 149:2001+A1:2009** zertifiziert und ihre Filterleistungseffizienz erfüllt auch die Anforderungen, die an als N95, KN95 und GB2626-2006 zertifizierte Atemschutzmasken gestellt sind. Die Atemschutzmaske ist selbst sterilisierend und auf diese Weise wird eine Kreuzkontamination verhindert. Die Atemschutzmaske funktioniert auf der Basis einer doppelten Barriere – die Nanofaser-Membran fängt die Viren, Bakterien, feste Partikel und Aerosole (Smog, Pollen, Allergene) sofort. Der beschleunigte Kupfer CAS 7440-50-8 besorgt anschließend die Deaktivierung der abgegangenen Viren und Bakterien. 100g des Produktes enthalten 0,6g Kupfer (Eine Atemschutzmaske in Größe L/M enthält 0,023 g Kupfer). In Hinsicht auf die FFP2-Zertifizierung ist die Atemschutzmaske als NR zertifiziert – d.h. nur für eine einmalige Anwendung im Rahmen einer Arbeitsschicht. Die Atemschutzmaske zum Schutz gegen Viren und Bakterien können Sie für eine Dauer von bis zu 7 Tagen benutzen, weil der darin enthaltene beschleunigte Kupfer die Viren und Bakterien beständig und wiederholt deaktiviert.

**Kompositionstyp:** chemisch behandelter Gegenstand.

**Verwendung des Biozidprodukts:** PT2-Atemschutzmaske.


**Benutzertyp:** breite Öffentlichkeit.

**CE Zertifizierungsstelle:** Géptest Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233.

**Aufbewahrung:** verpackt in der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren, minimale Lagertemperatur -10 °C, maximale Lagertemperatur +40 °C, maximale Luftfeuchtigkeit ist 80%.

**Lagerung:** 5 Jahre ab dem auf der Verpackung angeführten Herstellungsdatum (bei unversehrter Verpackung).

### RESPILON® Filter Efficiency




LIFE'S WORTH IT

RESPILON helps people  
to live better and healthier lives since 2013.



### Membrána RESPILON® VK



**Filter:** Nanovláknenná membrána RESPILON® filtruje baktérie, pevné častice a aerosóly (smog, peľ, alergény).

**Kontrola pred použitím:** Pred použitím respirátora vždy skontrolujte jeho stav, neporušenosť a známky podozrivých škvŕn alebo iné. V prípade mechanického poškodenia respirátor nepoužívajte.

EÚ vyhlásenie o zhode [www.respilon.com](http://www.respilon.com)

Vyrobené spoločnosťou RESPILON v EÚ. Designed by RESPILON in EU

### Upozornenie


Nepoužívajte v prostredí s nižšou koncentráciou kyslíka. Pokiaľ sa na prilnavej ploche tesniacej linie respirátora nachádzajú vlasy alebo fúzy, môžu tieto spôsobiť nižšiu prilnavosť respirátora. Nie sú známe žiadne priame ani nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky akceleroanej meďi CAS 7440-50-8. Pokiaľ pri používaní pocítite akékoľvek ťažkosti, dýchačie, kožné, atď., prestaňte respirátor používať, hneď ako to bude možné.

### Nasadenie a utesnenie respirátora



1. Pred otvorením balenia si starostlivo vydezinfikujte ruky, vyberte respirátor a roztvorte ho.
2. Priložte si respirátor ku kořenu nosa.
3. Druhou rukou si natiahnite gumíčky za uši.
4. Vytvarujte nosový klip, aby ste dosiahli čo najlepšiu tesnosť.
5. Pre ešte lepšiu prilnavosť spojte gumíčky za hlavou priloženým háčikom.

### RESPILON® VK Membran



**Filter:** Die Nanofaser-Membran RESPILON® filtert Bakterien, feste Partikel und Aerosole (Smog, Pollen, Allergene).  
**Kontrolle vor Gebrauch:** Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der Atemschutzmaske immer ihren Zustand, Unversehrtheit und Anzeichen verdächtiger Flecken usw. Benutzen Sie die Atemschutzmaske im Fall einer mechanischen Beschädigung nicht.


EU-Übereinstimmungsbescheinigung: [www.respilon.com](http://www.respilon.com)

Hergestellt von Unternehmen RESPILON in EU. Designed by RESPILON in EU

### Hinweis

Benutzen Sie sie nicht in einem Milieu mit geringerer Sauerstoffkonzentration. Wenn sich auf der Sitzfläche der Dichtungslinie der Atemschutzmaske Haare oder Barthaare befinden, können diese eine geringere Anhaftung der Atemschutzmaske bewirken. Es sind keine direkten oder indirekten schädlichen Nebenwirkungen des beschleunigten Kupfers CAS 7440-50-8 bekannt. Wenn Sie bei dem Gebrauch Beschwerden fühlen, z.B. mit dem Atem oder der Haut, setzen Sie die Maske ab, sobald es möglich wird.

### Auf- und Absetzen der Atemschutzmaske



1. Desinfizieren Sie sich vor dem Öffnen der Verpackung sorgfältig Ihre Hände, nehmen Sie die Atemschutzmaske heraus und entfalten Sie sie.
2. Legen Sie die Atemschutzmaske an die Nasenwurzel.
3. Ziehen Sie mit der anderen Hand die Gummihalter hinter die Ohren.
4. Formen Sie den Nasenclip, um eine optimale Dichtung zu erreichen.
5. Um eine noch bessere Haftung zu erreichen, verbinden Sie die Gummibänder mit den beigelegten Haken hinter dem Kopf.

PL

Informacje o produkcie

**VK RespiRaptor®** to półmaska klasy **FFP2 NR** chroniąca użytkownika przed wpływem środowiska. Jest w pełni certyfikowana zgodnie z normą **EN 149:2001+A1:2009**, a jej skuteczność filtracji spełnia również wymagania dla półmasek z certyfikatem N95, KN95 i GB2626-2006. Półmaska jest samosterylizująca, co zapobiega zakażeniom krzyżowym. Półmaska działa w oparciu o podwójną barierę – membrana z nanowłókien natychmiast wyłapuje wirusy, bakterie, cząstki stałe i aerozole (smog, pyłki, alergen). Przyspieszona miedź CAS 7440-50-8 zapewnia wówczas dezaktywację wyłapanych wirusów i bakterii. (100 g produktu zawiera 0,6 g miedzi). Jedna półmaska w rozmiarze L/M zawiera 0,023 g miedzi). Z punktu widzenia certyfikacji FFP2 półmaska posiada certyfikat NR – do jednorazowego użytku w ramach jednej zmiany roboczej. Półmaski chroniącej przed wirusami i bakteriami można używać nawet przez 7 dni, ponieważ zawarta w niej przyspieszona miedź stałe i wielokrotnie dezaktywuje wirusy i bakterie.

**Rodzaj struktury:** wyroby poddane działaniu produktów biobójczych. **Stosowanie produktu biobójczego:** półmaska PT2. **Kategoria użytkownika:** ogólnodostępna. **CE Urząd certyfikacji:** Gépteszt Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233. **Przechowywanie:** przechowywać nierozpakowane w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym miejscu, minimalna temperatura przechowywania -10 °C, maksymalna temperatura przechowywania +40 °C, maksymalna wilgotność powietrza 80 %. **Okres trwałości:** 5 lat od daty produkcji (przy przechowywaniu w nieuszkodzonym opakowaniu).

**Filtr:** membrana z nanowłókien RESPILON® filtruje wirusy, bakterie, cząstki stałe i aerozole (smog, pyłki, alergen). **Sprawdź przed użyciem:** Przed użyciem półmaski należy zawsze sprawdzić jej stan, integralność i oznaki podejrzanых plam lub innych. Nie należy używać półmaski w przypadku uszkodzenia mechanicznego.

Deklaracja zgodności UE [www.respilon.com](http://www.respilon.com)  
Wyprodukowane przez RESPILON w UE. Designed by RESPILON in EU

Uwaga


Nie używaj w środowisku o niższym stężeniu tlenu. Jeśli włosy lub broda znajdują się na powierzchni przylegania linii uszczelniającej półmaskę, mogą powodować słabsze przyleganie półmaski. Nie są znane żadne bezpośrednie ani pośrednie niekorzystne skutki uboczne przyspieszonej miedzi CAS 7440-50-8. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy z oddychaniem lub skórą itd., należy jak najszybciej zaprzestać używania maseczki.

Zakładanie i dopasowanie respiratora



1. Przed otwarciem opakowania dokładnie zdezynfekuj ręce, a następnie wyjmij respirator i otwórz go.
2. Umieść półmaskę u nasady nosa.
3. Drugą ręką załóż gumki za uszy.
4. Uformuj klips na nosie, aby uzyskać jak najlepszą szczelność.
5. Aby uzyskać jeszcze lepszą przyczepność, połącz gumki za głowę za pomocą dołączonego haczyka.

Membrana RESPILON® VK



ES

Información sobre el producto

**VK RespiRaptor®** es una mascarilla (respirador) de la clase **FFP2 NR** que protege al usuario del medio ambiente. Está totalmente certificada según **las normas EN 149:2001 + A1:2009** y su eficiencia de filtración también cumple con los requisitos para mascarillas certificadas como N95, KN95 y GB2626-2006. La mascarilla se esteriliza automáticamente y, por lo tanto, evita la contaminación cruzada. La mascarilla funciona sobre la base de una doble barrera: la membrana de nanofibras captura inmediatamente los virus, bacterias, partículas sólidas y aerosoles (smog, polen, alérgenos). El cobre acelerado CAS 7440-50-8 garantiza posteriormente la desactivación de los virus y bacterias capturados. 100g del producto contienen 0,6g de cobre (una mascarilla del tamaño L/M contiene 0,023 g de cobre). Desde el punto de vista de la certificación FFP2, la mascarilla está certificada como NR: para un solo uso, dentro de un turno de trabajo. Puede usar la mascarilla de protección contra virus y bacterias durante hasta 7 días porque el cobre acelerado que contiene desactiva los virus y bacterias de manera constante y repetida.

**Tipo de composición:** objeto tratado. **Uso del biocida:** mascarilla PT2. **Categoría de usuario:** público en general. **Autoridad de certificación CE:** Gépteszt Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungría, organismo notificado 2233. **Almacenamiento:** almacenar sin desembalar, en el embalaje original en un lugar seco y oscuro, temperatura mínima de almacenamiento -10 °C, temperatura máxima de almacenamiento + 40 °C, la humedad máxima del aire del 80 %. **Vida útil:** 5 años a partir de la fecha de producción (cuando se almacena en un embalaje intacto).

**Filtro:** la membrana de nanofibras RESPILON® filtra virus, bacterias, partículas sólidas y aerosoles (smog, polen, alérgenos). **Verifique antes de usar:** Antes de usar la mascarilla, verifique siempre su estado, integridad y signos de manchas sospechosas u otros. No use la mascarilla en caso de daño mecánico.

Declaración de conformidad de la UE disponible en [www.respilon.com](http://www.respilon.com)  
Fabricado por RESPILON en la UE. Diseñado por RESPILON en la UE

Advertencia


No use la mascarilla en un ambiente con una concentración de oxígeno baja. El cabello o la barba en la superficie de contacto de la línea de sellado de la mascarilla pueden causar que esta se adhiera menos. No se conocen efectos secundarios adversos, directos o indirectos, del cobre acelerado CAS 7440-50-8. Si experimenta alguna dificultad respiratoria, dermatológica, etc., deje de usar la mascarilla lo antes posible.

Como ponerse y ajustar la mascarilla



1. Antes de abrir el paquete, desinfecte cuidadosamente sus manos, retire la mascarilla y deslíguela.
2. Con la otra mano, coloque las bandas elásticas detrás de las orejas.
3. Coloque la mascarilla sobre el puente de la nariz.
4. Para una mejor adherencia, junte las bandas de goma detrás de la cabeza con el gancho adjunto.
5. Dele forma a la pinza nasal para que la adherencia sea lo mejor posible.

Membrana RESPILON® VK



IT

Informazioni sul prodotto

**VK RespiRaptor®** è un respiratore di classe **FFP2 NR** che protegge l'utente dall'influenza dell'ambiente circostante. È completamente certificato secondo gli **standard EN 149:2001 + A1:2009** e la sua efficienza di filtrazione soddisfa anche i requisiti per i respiratori certificati come N95, KN95 e GB2626-2006. Il respiratore è autostерilizzante e quindi previene la contaminazione incrociata. Il respiratore funziona sulla base di una doppia barriera: la membrana in nanofibra cattura immediatamente i virus, batteri, particelle solide e aerosol (smog, polline, allergeni). Il CAS 7440-50-8 in rame accelerato garantisce successivamente l'inattivazione dei virus e batteri catturati. 100 g di prodotto contengono 0,6 g di rame (un respiratore taglia L/M contiene 0,023 g di rame). Dal punto di vista della certificazione FFP2, il respiratore è certificato come NR – per un solo utilizzo, all'interno di un turno di lavoro. È possibile utilizzare il respiratore di protezione antivirale e antibatterici fino a 7 giorni perché il rame accelerato in esso contenuto inattiva costantemente e ripetutamente i virus e batteri.

**Tipo di composizione:** oggetto trattato. **Uso del biocida:** respiratore PT2. **Categoria utente:** pubblico in generale. **CE Autorità di certificazione:** Gépteszt Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, notified body 2233. **Conservazione:** conservare imballato nella confezione originale in un luogo asciutto e buio, temperatura minima di conservazione -10 °C, temperatura massima di conservazione + 40 °C, umidità massima dell'aria 80 %. **Durata di conservazione:** 5 anni dalla data di produzione (imballato nella confezione originale).

**Filtro:** la membrana in nanofibra RESPILON® filtra virus, batteri, particelle solide e aerosol (smog, polline, allergeni). **Verifica prima dell'uso:** Prima di utilizzare il respiratore, controllare sempre le sue condizioni, integrità e segni di macchie sospette o altro. Non utilizzare il respiratore in caso di danni meccanici.

Dichiarazione di conformità UE: [www.respilon.com](http://www.respilon.com)  
Prodotto da RESPILON nell'UE. Progettato da RESPILON nell'UE

Avvertimento

Capelli e/o baffi possono far aderire meno il respiratore, riducendo così il suo effetto protettivo. Il respiratore non è adatto a persone di età inferiore a 2,5 anni. Non sono noti effetti collaterali negativi diretti o indiretti del rame accelerato CAS.7440-50-8. In caso di difficoltà nell'uso, della respirazione, sulla pelle, ecc., interrompere l'uso della maschera il prima possibile.

Installazione e posizionamento di un respiratore



1. Prima di aprire la confezione disinfettare accuratamente le mani, rimuovere il respiratore e aprirlo.
2. Con l'altra mano, mettere gli elastici dietro le orecchie.
3. Posizionare il respiratore alla base del naso.
4. Per una presa ancora migliore, collegare gli elastici dietro la testa con il gancio in dotazione.
5. Adattare lo stringinaso per la migliore tenuta.

Informations sur le produit

**VK RespiRaptor®** est un respirateur de classe **FFP2 NR** qui protège celui qui le porte contre l'influence de son environnement. Il est certifié selon **les normes EN 149:2001+A1:2009** et son efficacité de filtration est au même niveau que demandent les respirateurs certifiés comme N95, KN95 et GB2626-2006. Le respirateur est autostérilisant et empêche ainsi la contamination croisée. Le respirateur fonctionne sur la base d'une double barrière – la membrane nanofibres capte immédiatement les virus, les bactéries, les particules solides et les aérosols (smog, pollen, allergènes). Le cuivre accéléré CAS 7440-50-8 puis désactive les virus et les bactéries captés. 100g du produit contiennent 0,6 g de cuivre (Un respirateur de taille L/M contient 0,023 g de cuivre). Selon la certification FFP2 est le respirateur certifié comme NR – il n'est utilisable que pour une fois, pendant un poste de travail. Vous pouvez utiliser le respirateur pendant 7 jours parce que le cuivre accéléré contenu dedans ne cesse pas de désactiver les virus et les bactéries.

**Type de contenu :** objet traité. **Usage du produit biocide :** respirateur PT2. **Catégorie d'utilisateurs :** public. **CE autorité de certification :** Gépteszt Ltd., Gyenes utca 12., 1032 Budapest, Hungary, autorité notifié 2233. **Stockage :** stockez ce produit avant d'usage dans son emballage original, dans un milieu sec et sombre, dans une température minimale de -10 °C et maximale de +40 °C, dans une humidité maximale de 80 %. **Stockabilité :** 5 ans depuis la date de production (dans l'emballage original).

**Filtre :** Membrane nanofibres RESPILON® filtre les virus, les bactéries, les particules solides et les aérosols (smog, pollen, allergènes). **Contrôle avant l'usage :** Avant l'usage du respirateur, contrôlez toujours son état, son intégrité et la présence des taches susceptibles, etc. Si le respirateur est endommagé, ne l'utilisez pas.

Déclaration de l'UE sur l'accord: [www.respilon.com](http://www.respilon.com)  
Fabriqué par RESPILON dans l'UE. Diseñado por RESPILON en la UE

Attention

N'utilisez pas dans un environnement avec des niveaux d'oxygène bas. Si les lieux sur la peau où le respirateur touche et isole contiennent des cheveux ou des poils, ceux-ci peuvent causer une diminution de la capacité d'adhésion du respirateur. Il n'y a ni de directes ni d'indirectes effets secondaires du cuivre accéléré CAS 7440-50-8. Si vous percevez de difficultés pendant l'usage du respirateur, que ce soit des difficultés de respiration ou des réactions cutanées, cessez de l'utiliser dès que possible.

La mise et le placement du respirateur



1. Avant d'ouvrir l'emballage, désinfectez vos mains, puis prenez le respirateur et ouvrez-le.
2. Avec votre autre main, mettez les bandes élastiques sur vos oreilles.
3. Mettez le respirateur sur la racine du nez.
4. Formez le clip nasal pour une adhésion du respirateur encore plus efficace.
5. Pour une adhésion plus efficace, attachez les bandes élastiques ensemble avec le crochet fourni.

RESPILON® VK membrane

