

OXY-ONE plus

PHZNR.: 5452480

Mit Alarm, Speicher
und Interpretation

Vollautomatisches Finger-Pulsoximeter mit zahlreichen Zusatzfunktionen

Das neue und innovative **OXY-ONE plus** Finger-Pulsoximeter kann sowohl für schnelle Spotcheck-Messungen, als auch im kontinuierlichen Modus zur Messung von Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz verwendet werden. Kritische Werte werden dabei durch einen akustischen Alarm signalisiert und auch optisch auf dem Display angezeigt. Das Gerät verfügt zudem über einen Speicher der letzten 12 Messwertgruppen, eine integrierte Interpretation der gemessenen Werte auf etwaige Auffälligkeiten sowie ein Menü zum Ändern verschiedener Einstellungen.

Das **OXY-ONE plus** überzeugt auch durch ein spritzwassergeschütztes und sturzsicheres Design sowie durch ein beleuchtetes Farb-Display mit Anzeige von S_pO_2 -Werten, Herzfrequenz, Perfusionsindex sowie der Plethysmogrammkurve. Die Messwerte können aus vier Perspektiven abgelesen werden. Das Gerät ist für die Überwachung von Erwachsenen und Kindern sowohl zu Hause, als auch in Krankenhäusern geeignet.



Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Akustischer und optischer Alarm
- ▶ Speicher für die letzten 12 Messwertgruppen
- ▶ OLED-Display mit S_pO_2 , Herzfrequenz, Perfusionsindex und Pulsverlaufskurve
- ▶ Automatisierte Pulsfrequenzanalyse
- ▶ Spritzwasserschutz und Sturzsicherheit
- ▶ Automatisches Ein- und Ausschalten
- ▶ Inklusive AAA-Batterien und Handschlaufe