

Able Spacer™ 2

PHZNR.: 46 09 637

Antibakteriell
& antistatisch

Richtiges Inhalieren von Dosieraerosolen: Die Weiterentwicklung einer bewährten Vorschaltkammer

Der **Able Spacer 2** ist eine wesentlich verbesserte Version des bewährten **Able Spacers**: Die Vorschaltkammer ist nun inkl. der optionalen Masken gänzlich antistatisch und unterstützt dadurch zuverlässige Dosierungen.

Außerdem ist der **Able Spacer 2** aus einem speziellen Polymer mit Silberionen gefertigt, die antimikrobiell wirken und ein Wachstum von Bakterien und Pilzen dauerhaft minimieren.

Der **Able Spacer 2** verfügt weiters über ein Ventil zur optischen Kontrolle des Inhalationsmanövers. Er ist leicht zu öffnen, einfach zu reinigen und aufgrund eines flexiblen Adapters mit allen gängigen Dosieraerosolen kompatibel.


In Kombination mit der speziellen **Positive Whistle Maske** für Kleinkinder oder mit dem **In-check™ Flo-Tone** und der **Rafi-Tone** App können auch Kleinkinder richtiges Inhalieren spielerisch erlernen (siehe Flyer-Rückseite).

Der **Able Spacer 2** ist in jeder Apotheke erhältlich und kann auch mit herkömmlichem Rezept zu Dosieraerosolen verordnet werden.



Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Vermindert Wachstum von Bakterien und Pilzen
- ▶ Antistatisch inkl. aller Masken
- ▶ Optische Kontrolle durch sichtbare Ventilbewegung
- ▶ 210 ml Volumen für effiziente Vernebelung
- ▶ Für Kinder und Erwachsene geeignet
- ▶ Passend für alle gängigen Dosieraerosole
- ▶ Einfache Reinigung und Handhabung
- ▶ Mit 3 verschiedenen Masken erhältlich



Positive Whistle Maske und Rafi-Tone App

jetzt für
Android & iOS

Kleinkinder unterstützen:

Interaktives Spiel lernt richtigen Umgang mit Vorschaltkammer

Able Spacer 2 bietet in der Kombination mit der **Positive Whistle Maske** oder dem Trainingstool **In-check™ Flo-Tone** und der **Rafi-Tone** App einen spielerischen Anreiz für Kleinkinder zur Durchführung des richtigen Inhalationsmanövers.

Beim Erreichen der richtigen Inhalationsgeschwindigkeit ertönt aus der Maske oder dem **In-check™ Flo-Tone** ein Pfeifton, der verschiedene Animationen in der App auslöst. Der Pfeifton ertönt nicht, wenn zu schnell oder zu langsam inhaliert wurde oder die Maske nicht richtig sitzt. So wird garantiert, dass auch die kleinen Patienten richtig inhalieren und den optimalen Flow erlernen.

Die **Rafi-Tone** App kann im App Store oder im Google Play Store heruntergeladen werden. Nähere Informationen dazu und über die gratis Version **Rafi-Tone Lite** finden Sie auf www.menzl.com.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Interaktive App, auch als gratis Version
- ▶ Hilft Kindern das richtige Inhalationsmanöver zu erlernen
- ▶ Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Universität Manchester
- ▶ Für Android und iOS erhältlich

Download

PHZNR auf einem Blick

*Able Spacer 2 + Maske L: 46 09 672
Able Spacer 2 + Maske M: 46 09 666
Able Spacer 2 + Maske S: 46 09 643
Maske L: 46 09 703
Maske M: 46 09 695
Maske S: 46 09 689*

Infotelefon:
01 / 255 89 600

