

evernoa

schnell, präzise
& günstig

Tragbares hochpräzises FeNO Diagnosegerät

evernoa ist ein tragbares, schnelles und hochpräzises Gerät zur Messung des exhalieren Stickstoffmonoxids (FeNO) nach den Empfehlungen der ERS und ATS und erleichtert die Diagnose und Überwachung von Asthma.

evernoa benötigt keine Kalibration und kann bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren eingesetzt werden. Eine zusätzliche, separate Anzeige für Patienten am Gerät unterstützt die richtige Durchführung der Tests.

Nur € 1.390,-
Einführungsangebot
exkl. USt



Einatmen



Ausatmen im Erwachsenen-
(10 Sekunden) oder im
Kinder-Modus (6 Sekunden)



Ergebnisse in 5 Sekunden

Die Vorteile auf einen Blick



Einfache Inbetriebnahme und Bedienung



Präzise Ergebnisse in 5 Sekunden



Duale Benutzeroberfläche



Erfüllt **ATS/ERS** und **SEPAR Standards**



Software Konnektivität

