

OxyLast® Med Easy

Innovative
Wundbehandlung

Effektive Kombinationstherapie für schwer heilende Wunden

OxyLast® Med Easy bietet eine innovative, nicht-invasive Lösung für die Behandlung von chronischen und schwer heilenden Ulcera sowie anderen komplizierten Wunden. Durch die Kombination der Vakuumtherapie mit hyperbarer Sauerstofftherapie in einem Gerät unterstützt **OxyLast®** den natürlichen Heilungsprozess, reduziert Entzündungen und fördert die Bildung von neuem Gewebe.

Duale Technologie für optimale Wundheilung

Vakuumtherapie: Ein intermittierender Unterdruck wird erzeugt, um die Blutzirkulation in den behandelten Wundarealen zu stimulieren. Dies verbessert die Sauerstoffversorgung und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess.

Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT): Nach der Vakuumphase wird hyperbarer Sauerstoff in die Wunde geleitet. Dies fördert die Wunddesinfektion und reduziert das Risiko von Infektionen. Studien zeigen, dass diese Sauerstoffanreicherung die Fibroblastenaktivität und die Kollagensynthese verstärkt und die Heilung beschleunigt.

OxyLast® ermöglicht in nur 30 Minuten eine gezielte und abwechselnde Anwendung dieser beiden effektiven Therapieansätze – komfortabel und ohne zusätzlichen Druckverband.



**Umfassendes
Zubehör**

Anwendungsmöglichkeiten und Masken-Optionen

Dank speziell entwickelter Masken ist **OxyLast®** flexibel und für verschiedenste Wundtypen und -größen geeignet. Die Masken passen sich optimal an die Form und Größe der Wunde an, um eine sichere Abdichtung und maximale Therapieeffizienz zu gewährleisten. Für eine kliniktaugliche und nachhaltige Nutzung sind die Masken und Haltebänder autoklavierbar und somit wiederaufbereitbar. Lediglich die Schlauchsets müssen nach jeder Behandlung ausgetauscht werden.

Die Vorteile im Überblick

- ▶ **Optimierter Heilungsprozess** durch duale Therapie
- ▶ **Reduzierte Entzündungen** durch Sauerstofftherapie
- ▶ **Zeitsparend** und **effektiv** mit Behandlungssitzungen von nur **30 Minuten**
- ▶ **Individuelle Anpassung** durch verschiedene Maskengrößen
- ▶ **Einfache Handhabung** durch intuitives Design
- ▶ Auch für **ambulante Therapie** geeignet

