




## Vacuclave 105 - so schnell war schnell noch nie!

Schnelligkeit durch und durch, Qualität drum herum: Vacuclave 105 ist unser neuer kleiner 5-Liter Autoklav für große Träume. Denn mit Rekordzyklus-Zeiten ab 6,5 Minuten (zzgl. Trocknung) sterilisieren Sie Ihre Instrumente auf 2 Tablett auf minimalem Platz.

Entdecken Sie die Vorteile des schnellsten Autoklaven der Welt:



ab

# 6,5 min

Zykluszeit eines herkömmlichen Praxis-Autoklav: 40 min



82 % schnellere Zykluszeiten\*



60 % weniger Platzbedarf\*  
(Abmessung B x H x T: 30 x 30 x 59 cm)



50 % weniger Gewicht\*

★ Einzigartige MELAG Qualität - made in Germany **garantiert höchste Zuverlässigkeit im Praxisalltag**

★ Das **große Smart-Touch Display** macht alles einfach einfacher - vom Programmstart bis zur Dokumentation per USB oder Netzwerk

★ **Auf die Plätze. Fertig. Installiert.** Standortunabhängige Plug & Play Installation dank stand-alone Gerätekonzept

★ Mit der **frei-programmierbaren Trocknung flexDRY** passen Sie die Trocknungszeit im Intervall von 1 bis 60 min flexibel an Ihren Workflow und Ihre Beladung an

# MELAG

\* Im Vergleich zu einem herkömmlichen Praxis-Autoklaven.