

INTERNATIONALES PATENT



FlowMIR®

Die MIR Einweg-Turbine ist ein exklusiver Flussmesser mit internationalem Patent

Jede Turbine, wird mit seinem Pappmundstück geliefert und wurde einzeln ab Werk mit einem speziellem EDV-System getestet

Sie wird standardmäßig in einem Spender von **60 Stk.** oder von **10 Stk.** geliefert

FlowMIR® ist eine kostengünstige Alternative zu einem kostspieligen Mehrwegflussmesser und ersetzt die Notwendigkeit eines antibakteriellen Filters

Eine vollständige Spirometrie -Sitzung kann, einschließlich eines bronchialen Provokationstests sowie eines POST Bronchodilatator Test durchgeführt werden



FlowMIR Spender (10 oder 60 Stk.)



MIR Mehrwegturbine

Die wiederverwendbare Mehrwegturbine ist mit High-Tech- Materialien hergestellt - einschließlich Sonderlegierungen und eines synthetischen Saphires - für eine lange Lebensdauer unter Beibehaltung der Reproduzierbarkeit und Genauigkeit, auch nach jahrelangem Gebrauch.



Bequeme Verpackung



Einzeln geprüft und verpackt



Keine Personal Reinigungszeit



Keine Kalibrierung



Keine Kalibrierung



Keine Kreuzkontamination



Kein Antibakterieller-Filter



Immer 100% garantierte Genauigkeit und Hygiene



ATS / ERS Genauigkeits konform



Wird nicht durch Dampfcondensation beeinträchtigt



Wird nicht durch Umgebungsbedingungen beeinflusst



Der beste Sensor für die heutige Spirometrie