

PARI Year Packs – die jährlichen Austauschsets

Sichern Sie sich mit einem PARI Year Pack

- eine dauerhaft wirksame Inhalationsbehandlung und eine sichere Hygiene.
- immer die passende, altersgerechte Ausstattung Ihres PARI BOY. Er wächst mit.
- die Inhalation für alle weiteren Familienmitglieder: denn Mama, Papa oder Geschwister sollten ihren eigenen Vernebler benutzen.



**PARI Year Pack
BOY Junior**
Austauschset für
PARI BOY Junior

**PARI Year Pack
BOY Classic**
Austauschset für
PARI BOY Classic

**PARI Year Pack
BOY Pro**
Austauschset für
PARI BOY Pro

Inhalationslösungen von PARI



**PARI NaCl
Inhalationslösung**
Isotone Salzlösung –
Zur Befeuchtung der
Atemwege oder als
Trägerlösung für
Medikamente

Mehr erfahren Sie unter
www.pari.com/inhalationslösungen



**PARI ProtECT®
Inhalationslösung**
Isotone Salzlösung mit
1,3% Ectoin und Meersalz –
Schützt und befeuchtet die
Atemwege bei Erkältungs-
symptomen und trockenem
Husten

Ihre Vorteile der PARI BOY Familie auf einen Blick

- **Schnell:** Sie bietet unter den Kompressor-Düsenvernebler-Systemen eine der kürzesten Inhalationszeiten.
- **Klinisch getestet:** PARI LC SPRINT Vernebler in über 50 wissenschaftlichen Studien bewährt.
- **Zielsicher:** Bringt den Wirkstoff sicher an den Ort, an dem er wirken soll, bei einfacher Handhabung und hoher Therapieeffizienz.
- **Breite Anwendung:** Für alle zur Inhalation zugelassenen Medikamente geeignet sowie zur Befeuchtung oder Schleimlösung durch Salzlösungen.
- **Zuverlässig:** Produziert in Deutschland, ist jeder PARI BOY zu 100 % getestet und funktionsfähig – darauf können Sie sich verlassen.
- **Langlebig:** 4 Jahre Garantie – 1 Jahr kostenlose Garantiezeitverlängerung möglich.
- **Expertenservice inklusive:** Schnelle und kompetente Beratung im PARI Service Center. Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

PARI gewährt Ihnen eine kostenlose Garantiezeitverlängerung!

Bei einmal jährlicher Überprüfung beim teilnehmenden* Fachhandel verlängern wir die Garantie für alle Geräte der PARI BOY Familie (kompressorbetriebene Geräte) um 1 Jahr!

Nebenstehendes Zeichen zeigt:
hier werden Sie von geschulten
PARI Fachhändlern beraten!



* Nähere Informationen zu teilnehmenden Fachhändlern (Apotheken/med.-techn. Fachhandel), die Ihr Inhalationsgerät im Rahmen der Garantiezeitverlängerung kostenlos überprüfen, erhalten Sie im PARI Service Center unter Tel. +49 (0) 8151 279 279.

PARI SERVICE CENTER

+49 (0) 8151 279 279

Wir sind für Sie da. Expertenservice inklusive.

Qualifizierte Medizinprodukteberater in unserem PARI Service Center beantworten gerne schnell und kompetent Fragen rund um:

- Indikation, Handhabung, Reinigung oder Wartung von PARI Inhalationsgeräten
- Zubehör und Ersatzteile von aktuellen und älteren PARI Produkten

Sie erreichen uns telefonisch:

Mo–Do: 8:00–18:00 Uhr
Fr: 8:00–17:00 Uhr (April–Sept: 8:00–16:00 Uhr)

Oder per E-Mail: info@pari.de



PARI GmbH
Moosstraße 3
82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de
Tel. +49 (0)8151 279 0
Fax: +49 (0)8151 279 101
www.pari.com



SO INDIVIDUELL WIE
DIE BEDÜRFNISSE DER
ANWENDER.



Die PARI BOY® Familie.


www.pari.com

DAS ORIGINAL –
SEIT 50 JAHREN

50
JAHRE
YEARS
PARI BOY

„Weil mir nichts wichtiger ist als die Gesundheit meiner Familie, lege ich großen Wert auf wirksame und schonende Behandlungsmethoden. Bei Atemwegsbeschwerden ist das die bewährte und zuverlässige Feuchtinhalation mit unserem PARI BOY.“

Andrea C., Mutter von 2 Kindern



Bewährt: Denn seit 1968 wurde der PARI BOY konsequent zum Wohle der Patienten weiterentwickelt. Anders als bei der oralen Einnahme von Medikamenten bringt er diese direkt an den Ort, an dem sie wirken sollen. Ganz nebenbei werden die Atemwege befeuchtet und die Selbstreinigungsfunktion der Lunge angeregt.

Zuverlässig: Der PARI BOY ist für alle zur Inhalation zugelassenen Medikamente geeignet und durchläuft eine 100% Qualitätskontrolle. Made in Germany und bereits zweimal als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet.

FINDEN SIE DEN PASSENDEN PARI BOY.



PARI BOY® Junior

Inhalieren mit Spezialausstattung für Babys und Kleinkinder ab dem ersten Lebensmonat.

Babys und Kleinkinder haben engere Atemwege als Erwachsene und brauchen kleinere Tröpfchen sowie spezielles Zubehör wie angenehm weiche Masken und Winkel für eine Inhalation im Sitzen oder Liegen.

- PARI LC SPRINT Junior Vernebler mit PIF Control
- Wählbares Tröpfchenspektrum für Kleinkinder oder Babys ab dem ersten Lebensmonat oder bei stark verengten Atemwegen
- BABY Winkel und BABY Maske Größe 2 (für ca. 1–3 Jahre) für eine bequeme Behandlung im Sitzen oder Liegen
- Kurze Inhalationszeit: unter 7 Minuten bei 2,5 ml

► Bestell-Nr.: 130G1300



PARI BOY® Classic

Inhalieren bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren.

Der PARI LC SPRINT Vernebler sorgt trotz kurzer Inhalationszeiten dafür, dass ausreichend Medikament in der Lunge ankommt.

- PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF Control
- Für Kinder und Erwachsene
- Kurze Inhalationszeit: unter 5 Minuten bei 2,5 ml

► Bestell-Nr.: 130G1200



PARI BOY® Pro

Inhalieren mit Spezialausstattung für die professionelle Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen ab 4 Jahren.

Dank dem wählbaren Tröpfchenspektrum transportiert der PARI BOY Pro den Wirkstoff zielgenau zum gewünschten Bereich der Lunge. Die zusätzlich zur Inhalationstherapie benötigte Physiotherapie kann integriert werden. Das spart wertvolle Zeit.

- PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF Control
- Wählbares Tröpfchenspektrum für die zentralen oder peripheren Bereiche der Lunge oder stark verengten Atemwegen
- PEP S System verbessert die Sekret-Mobilisierung und kombiniert zeitsparend Inhalations- und Physiotherapie
- PARI LC Unterbrecher für die optionale Intervallverneblung
- Kurze Inhalationszeit: unter 5 Minuten bei 2,5 ml

► Bestell-Nr.: 130G1000

PARI PIF-Control System
Ihr Trainingspartner für ein optimales Atemmanöver



Der PARI LC SPRINT Vernebler, als Teil eines jeden Gerätes der PARI BOY Familie, ist mit dem PIF-Control System ausgestattet – ein System, das eine zu schnelle Einatmung erkennt und Sie im langsamen Atmen unterstützt. Eine langsame Einatmung

fördert die Deposition des Medikaments in der Lunge und verringert die frühzeitige Ablagerung z. B. im Rachen.^{1,2}

¹ Laube et al. J. Allergy Clin Immunol 89(2):510 – 518, 199

² Burnell PK et al. J Aerosol Med. 2007;20(3):269-81.