

# VK Respi Pro<sup>®</sup>

Hoher Virenschutz und  
wiederverwendbar!

## Doppelter Schutz durch Filterung & Deaktivierung

Eine Maske, die hohen Schutz bietet und sich gleichzeitig selbst sterilisiert: **RespiPro<sup>®</sup> VK** ist die erste zertifizierte Anti-COVID-19 Schutzmaske mit dieser Funktion weltweit.

Der hohe Schutz basiert zum einen auf einer Deaktivierung von Mikroorganismen durch Kupferoxid-Ionen (ACuO), die in zwei zusätzlichen Gewebeschichten an der Innen- und Außenseite der Maske unlösbar in die Fasern eingebracht sind. Zum anderen befindet sich eine Nanofasermembran in der Halbmaske. Die Fasern sind etwa 1000-mal feiner als ein menschliches Haar – Viren und andere Pathogene werden dadurch mit einer Effektivität von 99,9% abgefangen. Die Kombination dieser beiden einzigartigen Eigenschaften – die Filtration von Krankheitserregern und die Fähigkeit, sie abzutöten – macht **RespiPro<sup>®</sup> VK** zu einer idealen Schutzausrüstung gegen das Coronavirus.

## Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Masken

- ▶ Zertifizierte Anti-COVID-19 Schutzmaske gemäß EU-Verordnung PPE-R/02.075 Version 2 für persönliche Schutzausrüstung
- ▶ RFT-Nanofasermembran mit 99,9% Filterwirkung gegen Viren
- ▶ Deaktivierung der Viren durch Kupferoxid-Ionen (ACuO)
- ▶ Filterwirkung auf rein mechanischer Basis ohne Elektrostatik
- ▶ Keine Minderung der Filterleistung durch Ausatemluft-Befeuchtung
- ▶ Filterwirkung in beide Richtungen schützt sowohl Träger als auch dessen Umfeld
- ▶ Wiederverwendung möglich, insgesamt 30 Betriebsstunden
- ▶ Hoher Tragekomfort durch sehr hohe Atmungsaktivität
- ▶ Sehr leicht mit nur 3,7 Gramm




## Nachweislich hocheffizienter Schutz

Die Filtereigenschaften von 99,9% gegen Viren und Bakterien sowie die Pathogen-deaktivierende Wirkung wurden durch Tests unabhängiger Labors und Institute in Europa und den U.S.A. geprüft und bestätigt: Nach spätestens 3 Stunden Pause ist die **RespiPro® VK** Halbmaske steril und somit wieder einsatzbereit.

Durch die innovative Pathogen-deaktivierende Wirkung kann die **RespiPro® VK** Halbmaske wiederholt und länger getragen werden – insgesamt 30 Stunden! Wird sie beispielsweise täglich 3 Stunden lang getragen, bietet sie sicheren Schutz für 10 Tage. Außerdem stellt die Gesichtsmaske nach Verwendung keinen biologisch gefährlichen Abfall dar.

Die **RespiPro® VK** Halbmaske kann sich der Gesichtsform gut anpassen und so das Eindringen von Luft in die Maske verhindern. Mithilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Klemme kann das Gummiband am Hinterkopf des Trägers optimal reguliert und die Gefahr seitlicher Leckstellen minimiert werden.



Ihr Fachhändler



Ferdinand Menzl  
Medizintechnik GmbH  
[www.menzl.com](http://www.menzl.com)