

Saalux®

UV-Kamm

Effektive Leistung mit
modernem Design

Gezielte Lichttherapie bei Hauterkrankungen

Der **Saalux® UV-Kamm** ist ein modernes Lichttherapiegerät zur Behandlung chronisch-entzündlicher Hauterkrankungen wie Psoriasis (Schuppenflechte), Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) und Neurodermitis (atopische Dermatitis). Die Schmalband-UVB-Strahlung mit 311 nm (Goldstandard in der Dermatologie) wirkt entzündungshemmend, reguliert die Zellteilung und lindert Beschwerden effektiv – wissenschaftlich belegt.

Ausstattung und Handhabung:

- **Klinikqualität:** langlebige UVB-Lampe
- **Abnehmbarer Kammaufsatz** – ideal für Kopfhautbehandlung
- **Integrierter Kurzzeit-Timer** für kontrollierte Anwendung
- **Leicht** (165 g) und mobil – perfekt für die Selbstanwendung



Noch
bessere Wirkung
mit dem Saalux®
Schuppenlöser!

Die Vorteile im Überblick

- ▶ **Präzise Therapie** kleiner Hautareale
- ▶ **Schonend** zur gesunden Haut
- ▶ **Benutzerfreundlich & wartungsfrei**
- ▶ **Ideal für Zuhause**

